


●インストール手順（iPod および iPad アプリ）

1. 以下のリンクからアプリをダウンロードします。（iPod などのブラウザからリンクをクリックすると自動でダウンロードされます）


<https://corp.picturemanual.com/Corp1/index.html>

2. 次に「設定」アイコンをクリックしてアプリの信頼設定を行います。


- a. 設定アイコンを選択し、「一般」を選択



- b. 「一般」から「プロファイルとデバイス管理」をタップします。




- c. 「Oral Health Examination, Inc」をタップします。



- d. 「" Oral Health Examination, Inc."を信頼」をタップします。



- e. 「信頼」をタップします。



- f. その後は、アプリを正常に起動できるようになります。